



NUMUNE GÖNDERME KILAVUZU FORMU

Doküman/Bölüm No:

VKMAE.
F.Pr.10.09

Yayın Tarihi:

01.04.2021

Rev.Tarihi/No:

00.00.0000

Sayfa/Top.Sayfa:

1/2

SPİROKET HASTALIKLARI TEŞHİS LABORATUVARI NUMUNE GÖNDERME KILAVUZU

Leptospirozis teşhisi için kan serumu ile çalışılmaktadır.

Numune saklama ve gönderme: Serum numuneleri buzdolabı koşullarında (4°C) saklanarak, vakumlu tüp içerisinde veya steril endorff tüplere aktarılarak, her hangi bir kimyasal eklenmeden (FTS, formol, alkol vb.) soğuk zincirde gönderilmelidir.

Numune Tipi	
Test Adı / Test Yöntemi	Kan Serumu
İnsan, At, Sığır, Koyun, Keçi, Kedi ve Köpek	
Mikroskopik Aglütinasyon Test	+++