



## NUMUNE GÖNDERME KILAVUZU FORMU

Doküman/Bölüm No:

VKMAE.  
F.Pr.10.09

Yayın Tarihi:

01.04.2021

Rev.Tarihi/No:

00.00.0000

Sayfa/Top.Sayfa:

1/2

### TÜBERKÜLOZ, PARATÜBERKÜLOZ VE RUAM TEŞHİS LABORATUVARI

#### **Tüberküloz**

Bakteriyoloji ve PCR için: Nekropsi Yapılan Hayvanlardan; Solunum sistemi lenf bezleri (Mediastinal, Bronşiyal, Retrofaringeal), lezyonlu akciğer ve karaciğer dokuları, sindirim sistemi lenf bezleri ile tüberküloza özgü diğer makroskopik lezyonlu bölgeler dikkatlice belirlenerek buralardan örnek alınmalıdır.

Gamma Interferon Testi İçin:

En az 10 ml antikoagulanlı (lityum heparinli) kan örneği alınarak oda ısısında (22°C) en geç 8-12 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

**Paratüberküloz:** Bakteriyolojik ve PCR Muayeneleri İçin: Nekropsi Yapılan Hayvanlardan Bağırsakların bütünü kontrol edilerek kalınlaşmış bölümlerden birkaç parça ve bölgesel lenf bezleri (mezenteriyal ve iliosekal) ni içeren doku örnekleri alınmalıdır.

**Numune saklama ve gönderme:** Doku ve serum numuneleri buzdolabı koşullarında (4°C) saklanarak, her hangi bir kimyasal eklenmeden soğuk zincirde gönderilmelidir. Uzak mesafelerden gönderilecek doku örnekleri -20 derecede saklanabilir.



## NUMUNE GÖNDERME KILAVUZU FORMU

Doküman/Bölüm No:

VKMAE.  
F.Pr.10.09

Yayın Tarihi:

01.04.2021

Rev.Tarihi/No:

00.00.0000

Sayfa/Top.Sayfa:

2/2

Test Adı / Test Yöntemi	NUMUNE TİPİ			
	Kan Serumu	Antikoagulanlı Kan (Lithium Heparinli)	Organ*	Svap*
	Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan hastalıkları			
Tüberküloz/Antikor/ ELISA	+++			
Tüberküloz/Antijen/ RT-PCR			+++	
Tüberküloz/Bakteriyolojik Muayene			+++	
Tüberküloz/ Gamma-IFN ELISA		+++		
Paratüberküloz/Antikor/ ELISA	+++			
Paratüberküloz/Antijen/ RT-PCR			+++	
Paratüberküloz/Bakteriyolojik Muayene			+++	
At Hastalıkları				
Ruam CFT	+++			

**Numune tercih sırası:** İlgili test için +++ en çok tercih edilmesi gereken numunedir.