



NUMUNE GÖNDERME KILAVUZU FORMU

Doküman/Bölüm No:

VKMAE.
F.Pr.10.09

Yayın Tarihi:

01.04.2021

Rev.Tarihi/No:

00.00.0000

Sayfa/Tp.Sayfa:

1/2

YETİŞTİRME HASTALIKLARI TEŞHİS LABORATUVARI NUMUNE GÖNDERME KILAVUZU

Numune tercih sırası: İlgili test için +: en az, ++: orta, +++: en çok tercih edilmesi gereken numunedir.

* **Numune saklama ve gönderme:** Tüm numuneler buzdolabı koşullarında (4°C) saklanarak, her hangi bir kimyasal eklenmeden (FTS, formol, alkol vb.) veya %50 gliserinli steril FTS ile soğuk zincirde gönderilmelidir.

CEM yönünden analiz isteniyorsa kömürlü svap kullanılmalıdır.

Prepusyum Yıkantısı veya Suni Vagen Yıkantısı Steril pH'sı 7,2 olan PBS içinde gönderilmelidir

Test Adı / Test Yöntemi	Numune Tipi			
	Kan Serumu	Yıkantı (Preputial/Vaginal)	Organ* (fötal iç organ, mide içeriği)	Svap*
Büyükbaş ve Küçükbaş Hastalıkları				
<i>Brucella</i> spp./ İzolasyon / Kültür			+++	+++
<i>Campylobacter</i> spp./ İzolasyon / Kültür			+++	+++
<i>Salmonella</i> spp./ İzolasyon / Kültür			+++	+++
Bovine Venereal Campylobacteriosis / İzolasyon / Kültür		+++		



NUMUNE GÖNDERME KILAVUZU FORMU

Doküman/Bölüm No:

VKMAE.
F.Pr.10.09

Yayın Tarihi:

01.04.2021

Rev.Tarihi/No:

00.00.0000

Sayfa/Tp.Sayfa:

2/2

Test Adı / Test Yöntemi	Numune Tipi			
	Kan Serumu	Yıkantı (Preputial/Vaginal)	Organ*	Svap*
Brusella / Antikor / Rose Bengal Plate Test (RBPT)	+++			
Brusella / Antikor / Serum Aglutinasyon Test (SAT)	+++			
Brusella / Antikor / Complement Fikzasyon Test (CFT)	+++			
Test Adı / Test Yöntemi	Numune Tipi			
	Kan Serumu	Antikoagulanlı Kan (EDTA'lı)	Organ*	Svap*
At Hastalıkları				
<i>Taylorella equigenitalis</i> (Contagios Equine Metritis) / İzolasyon / Kültür				+++
<i>Klebsiella pneumoniae</i> / İzolasyon / Kültür				+++
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> / İzolasyon / Kültür				+++
<i>Salmonella abortus equi</i> / antikor / Tüp Aglutinasyon Test	+++			